

Angebot 2009

Juli - August

PVP 7%



SAGE

Das PVP von SAGE ist gebrauchsfertig. Seine 7%ige Konzentration ist ideal um die Spermienmotilität zu vermindern ohne gleichzeitig die optische Qualität zur Spermisuche unterm Mikroskop zu beeinträchtigen.

Das PVP ist gebrauchsfertig und von der Haltbarkeit unkritisch (\pm 8 Monate).

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne ein kostenfreies Muster (0.5 ml) zum testen!

Sie erreichen uns telefonisch unter (+49) 07071 83958 oder per E-Mail unter kb@supra-net.net.

KB Biosystem

Aeulestrasse 23
72074 Tübingen

Tel: (+49) 07071 83958
Fax: (+49) 07071 83995

Angebot 2009

Juli - August

OIL FOR TISSUE CULTURE



SAGE

Das niedrigviskose „Oil for Tissue Culture“ Kulturöl von SAGE ist ein sehr reines und hochwertiges Mineralöl zum Überschichten aller Gewebekulturen.

SAGE Assisted Reproduction Products™

Qualitätskontrollen:

Ein-Zell Maus-Embryo-Assay,
bestanden mit 80%
oder mehr Blastozysten

Endotoxin < 1 EU/ml

pH

Osmolarität

Zertifikate der Qualitätskontrollen der Medien werden jeder Lieferung beigelegt.

Angebot 2009

Juli - August

EINMAL-SPEKULA UNISPEC



GYNEAS

Der Einsatz steriler Einmalartikel in der Praxis kommt immer häufiger zum Einsatz da durch immer strenger vorgeschriebene Regelungen, die Einhaltung der Hygienestandards aufwendiger, zeit- und kostenintensiver werden. Der Einsatz steriler Einmalartikel bieten eine eindeutige und fallbezogene Kostentransparenz und stellt somit eine sowohl medizinisch wie auch wirtschaftlich optimale Lösung dar.

Das Einmal-Spekula UNISPEC ist einzeln steril verpackt und fünf Jahre haltbar. Die Problematik der sterilen Bereitstellung und Wiederaufbereitung entfällt. Seine abgerundeten Formen gewähren ein sanftes und problemloses Einführen. Die Drehschraube zum Öffnen und Fixieren der Klappen bietet eine einfache und stufenlose Einstellung. Das UNISPEC ist in vier Größen erhältlich.

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne kostenfreie Muster zum testen!

Angebot 2009

Juli - August

PVP 7%



OIL FOR TISSUE CULTURE



EINMAL-SPEKULA UNISPEC



Alle Produkte sind kurzfristig lieferbar!

KB Biosystem

Aeulestrasse 23
72074 Tübingen

Angebot 2009

Juli - August

Artikelbezeichnung	PVP 7%
Referenz	ART-4005-A
Verpackungseinheit	6 x 0,5 ml
Haltbarkeit*	10.03.2010
Preis €	74,00

Artikelbezeichnung	Oil for Tissue Culture	
Referenz	ART-4008	ART-4008-5
Verpackungseinheit	100 ml	500 ml
Haltbarkeit*	01.10.2011	20.03.2011
Preis €	35,00	70,00

Artikelbezeichnung	Einmal-Spekula Unispec		
Größe	Small	Medium	Large
Referenz	SP-01	SP-02	SP-03
Verpackungseinheit	10 Stück		
Haltbarkeit*	2014	2014	2014
Preis €	9,00		

*aktuell auf Lager...



Tel: (+49) 07071 83958
Fax: (+49) 07071 83995

Lieferbedingungen

KB Biosystem

Wir können Ihnen alle Produkte aus unserem aktuellen Angebot kurzfristig liefern. Bei einer Bestellung bis 13 Uhr, geht die Ware noch am gleichen Tag an Sie raus.

Alle Preise (2009) verstehen sich zzgl. ges. MwSt.

Die Lieferung der Produkte aus unserem Angebot erfolgt frei Haus.

Bei Zahlung innerhalb 7 Tagen gewähren wir Ihnen 2 % Skonto.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.



Unser Angebot ist gültig
vom 01. Juli bis 31. August 2009

www.kbbiosystem.com