

# T.D.T.

LABORATOIRE C.C.D.



Embryotransfer-Katheter-Set bestehend aus:

**1. Führungskatheter aus Polypropylen**

- Länge: 18 cm
- Distal verjüngt auf einer Länge von 5 cm
- Proximal ausgestattet mit zwei hystero-metrischen Markierungen
- Luer-Lock-Anschluss

**2. Mandrin:** je nach Modell mit transparentem oder grünem Plastik ummantelt

**3. Embryotransferkatheter, sehr fein aus Polyäthylen**

- Länge 23,5 cm
- Ø außen 1,0 mm
- Ø innen 0,6 mm
- Proximal auf einem Stahlrohr montiert
- Luer-Lock-Anschluss

---

1308000	T.D.T.-Embryotransferkatheter mit transparentem Mandrin	VE à 10 Stück
1308003	T.D.T.-Embryotransferkatheter mit grünem Mandrin	VE à 10 Stück

---