

FRYDMAN ULTRASOFT 4,5 ECHO

LABORATOIRE C.C.D.



Embryotransfer-Katheter-Set bestehend aus:

1. Führungskatheter aus Polypropylen

- Länge 14,5 cm
- Ø außen: 2,2 mm
- Distal mit drei hysterometrischen Markierungen
- Luer-Lock-Anschluss

2. Embryotransferkatheter besonders weich aus Polyurethan

- Länge 22,5 cm
- Ø außen 1,53 mm
- Ø innen 0,7 mm
- Der Transferkatheter ist am distalen Ende mit einer echogenen, 2 mm großen Manschette ausgestattet
- Proximal auf einem Stahlrohr montiert mit drei Markierungshilfen
- Luer-Lock-Anschluss