

GENITOR IU - INSEMINATIONSKATHETER

LABORATOIRE C.C.D.



Sehr feiner Inseminationskatheter, ideal für die Insemination bei geringem Spermienvolumen. Empfohlen für die Insemination bei leicht durchgängiger Zervix.

- Inseminationskatheter (170 mm lang) aus Polyäthylen
- \varnothing außen 1,66 mm
- \varnothing innen 0,65 mm
- Distal verjüngt sich die Sonde bis zu einem abgerundeten Ende mit zwei seitlichen Öffnungen
- Luer-Lock-Anschluss