

# ZERVIXKAPPE

LABORATOIRE C.C.D.



Die Zervixkappe verhindert nach der Insemination den Rückfluss des Samens und verkürzt die Liegezeit.

Die Patientin kann die Kappe problemlos selbst entfernen.

- Transparente, hemisphärische Kappe aus Polyäthylen.
- Am Kappenboden mit einem Sporn versehen, an dem ein Nylonfaden befestigt ist, mit dessen Hilfe die Patientin die Kappe entfernen kann.
- Der Kappenboden ist kreuzförmig eingeschnitten, was das Einführen einer Braun Sonde ermöglicht.
- Lieferbar in zwei Kappengrößen: Standard Ø 30 mm und Groß Ø 35 mm

---

12050IS	Zervixkappe Ø 30 mm	VE à 20 Stück
12050IG	Zervixkappe Ø 35 mm	VE à 20 Stück

---