


# IU - INSEMINATIONSKATHETER

LABORATOIRE C.C.D.



- Transparente Sonde (170 mm lang) aus Polyäthylen von Kremer de Lafontaine
- Ø außen 2,1 mm
- Ø innen 1,7 mm
- Distal verjüngt sich die Sonde bis zu einem abgerundeten, atraumatischen Ende mit zwei seitlichen Öffnungen
- Luer-Lock-Anschluss
- Auch mit plastikummanteltem Metallmandrin lieferbar

---

120400S	I.U.-Inseminationskatheter K.D. STANDARD	VE à 25 Stück
12040AM	I.U.-Inseminationskatheter K.D. mit MANDRIN	VE à 25 Stück

---