

# IUI - KATHETER MIT FORMGEDÄCHTNIS

LABORATOIRE C.C.D.



- Inseminationskatheter (170 mm lang) aus Polyäthylen
- $\varnothing$  außen 2,1 mm
- $\varnothing$  innen 1,7 mm
- Distal verjüngt sich die Sonde zu einem flexiblen, abgerundeten, atraumatischen Katheterende mit zwei lateralen Öffnungen
- Luer-Lock-Anschluss
- Ein biegsamer Mandrin ist seitlich in die Katheterwand eingelassen.
- Dies verleiht dem Katheter eine höhere Stabilität und ermöglicht ihn den anatomischen Gegebenheiten entsprechend vorzuformen, wodurch das Einführen durch einen schlecht zugänglichen, engen Zervikalkanal erleichtert wird.