

TRI - SET DE DR. BELAISCH

LABORATOIRE C.C.D.



Für die Insemination mit frischen oder gefrorenen Spermien bestehend aus 4 Teilen:

- Einer transparenten, hemisphärischen Kappe aus weichem Polyäthylen.
- In zwei Kappengrößen lieferbar
Modell Large: Ø 35 mm und
Modell Standard: Ø 30 mm.
- Die Kappe ist mit einem Sporn versehen, an dem ein Nylonfaden befestigt ist und der Kappenboden ist kreuzförmig eingeschnitten.
- Einem konischen Adapter aus Polypropylen an die man eine Spritze befestigen kann
- Einem Mandrin
- Einer 1 ml Spritze

Der konische Adapter wird mit der mit Spermien beladenen Spritze befestigt und durch den kreuzförmigen Einschnitt am Kappenboden der Zervixkappe eingeführt.

Die Zervixkappe verhindert nach Insemination den Rückfluss des Samens und verkürzt die Liegezeit. Die Patientin kann nach 6 bis 8 Stunden durch Ziehen des Nylonfadens die Kappe problemlos selbst entfernen.

Bei gefrorenen Spermien kann die Insemination direkt mit dem Straw erfolgen.

1211000	Tri-Set de Dr. Belaisch - Standard	20 Stück
1211001	Tri-Set de Dr. Belaisch - Large	20 Stück
